



OpalDam®

LICHTHÄRTENDER ABDECKUNGS-KUNSTSTOFF

OpalDam ist ein Material auf Methacrylat-Basis zum Abdecken von benachbartem Weichgewebe, wenn Zähne aufgehellt werden sollen. Bei Einzelzahn-Aufhellung sollten auch die Nachbarzähne damit bedeckt werden. Es ist lichthärtend und reflektiert Lichteinstrahlung, um Wärme von Geweben fernzuhalten. Zu empfehlen ist, die Gingiva vor der OpalDam-Applikation gut zu trocknen. Unterstützend wirkt hierbei ViscoStat Clear, das den Sulcus Fluid-Fluss effektiv stoppt – einfach mit dem Bürstenapplikator einreiben, absprayen, trockenblasen.



Zur Vorbehandlung empfehlenswert: **ViscoStat Clear** – siehe S. 37



OpalDam ist leicht zu applizieren und auch leicht wieder zu entfernen.



OpalDam ist bewusst leicht brüchig, damit man es auch aus Unterschnitten wieder leicht lösen kann.

- UP 324** **OpalDam Kit**
4 x 1,2 ml / 1,34 g OpalDam
10 Micro 20 ga Ansätze
10 Black Mini-Ansätze
- UP 325** **OpalDam Nachfüllpackung**
4 x 1,2 ml / 1,34 g OpalDam
- UP 326** **OpalDam Nachfüllpackung**
20 x 1,2 ml / 1,34 g OpalDam



Zur Applikation mitbestellen:
Black Mini-Ansatz / Micro 20 ga Ansatz

IsoBlock®

AUFBISSHILFE UND ZUNGENSCHUTZ



Setzen Sie IsoBlock speziell bei der Zahnaufhellung mit Opalescence Boost ein.

- Beidseitiger Aufbiss im Molarenbereich, Verbindungsband hält die Zunge ab
- Komfortabel für den Patienten, vermeidet Kiefergelenks-Verspannungen
- Desinfizierbar

UP 331 **IsoBlock**
10 Stück



KleerView

WANGEN- UND LIPPENSPREIZER

Ideal für Chairside-Zahnaufhellung, Restaurationsmaßnahmen im Frontzahnggebiet und für fotografische Zwecke. Desinfizierbar.

UP 1820 **Kleerview Wangen- und Lippen spreizer**
Kinder-Größe, 1 Stück

UP 1821 **Kleerview Wangen- und Lippen spreizer**
Erwachsenen-Größe, 1 Stück



Farbschlüssel (Shade Guides)

Zur Zahnfarben-Ermittlung vor und nach der Zahnaufhellung. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie einen für die Patientenakte und geben Sie einen dem Patienten für zu Hause mit.



UP 498 **Farbschlüssel (Folie)**
50 Stück